

Rückstandsquellen

In aseptischen Bereichen gibt es viele potenzielle Rückstandsquellen, von Menschen bis hin zu Verarbeitungsgeräten.

In den meisten Fällen stellen Rückstände auf Böden und Wänden nur ein begrenztes Risiko dar, sodass optische Sauberkeit in der Regel als Ziel eines Rückstandsmanagementprogramms gilt. STERIS Oberflächendesinfektionsmittel, Alkohollösungen und Wasser für Injektionsspülmittel sind so konzipiert, dass sie Rückstände wirksam entfernen. Aufgrund der vielen möglichen Quellen können in jedem aseptischen Bereich Rückstände vorhanden sein. STERIS bietet Empfehlungen und Produkte zur Vermeidung und Beseitigung von Reinraumrückständen.



Menschen

- Hautschuppen
- Haar
- Fasern



Transport von Materialien und Vorräten

- Boden
- Radabrieb



Behandlung von Wänden und Böden

- Dichtstoffe
- Wachse



Arzneimittelkomponenten

- Verschütten von Flüssigkeiten und Pulvern



Prozessanlagen

- Metall- und Kunststoffabfälle
- Schmierstoffe