

Fuentes de residuos

Son muchas las fuentes potenciales de residuos en áreas asépticas, desde personas hasta equipos de procesamiento.

En la mayoría de las situaciones, los residuos en pisos y muros entrañan riesgo limitado, por lo que la limpieza visual suele ser el objetivo reconocido de un programa de gestión de residuos. Los desinfectantes de superficie, soluciones de alcohol y agentes de enjuague de agua para inyección de STERIS se diseñan para ser efectivos en la eliminación de residuos. En cualquier área aséptica puede haber residuos, debido a las muchas fuentes posibles. STERIS tiene recomendaciones y productos para prevenir y remediar los residuos en salas blancas.



Personas

- Escamas de piel
- Cabello
- Fibras



Transporte de materiales e insumos

- Tierra
- Restos en las ruedas de los carritos



Tratamientos en muros y pisos

- Selladores
- Ceras



Componentes de medicamentos

- Derrame de líquidos y polvos



Equipos de procesamiento

- Desechos metálicos y plásticos
- Lubricantes