

Sources de résidus

Il existe de nombreuses sources potentielles de résidus dans les zones aseptiques, des personnes à l'équipement de traitement.

Dans la plupart des situations, les résidus sur les planchers et les murs présentent un risque limité ; par conséquent, la propreté visuelle est généralement l'objectif reconnu pour un programme de gestion des résidus. Les désinfectants de surface, les solutions alcooliques et les agents de rinçage à base d'eau pour préparation injectable de STERIS sont conçus pour éliminer efficacement les résidus. Toute zone aseptique peut présenter des résidus en raison des nombreuses sources possibles. STERIS propose des recommandations et des produits pour prévenir et éliminer les résidus des salles blanches.



L'humain

- Squames
- Cheveux
- Fibres



Transport de matériel et de fournitures

- Souillure
- Débris de roulettes




Traitements des murs et des planchers

- Produits d'étanchéité
- Cires



Composants médicamenteux

- Déversement de liquides et de poudres



Équipement de traitement

- Débris de métal et de plastique
- Lubrifiants