

# Fonti di residui

**Nelle aree asettiche le potenziali fonti di residui sono molteplici, dalle persone alle attrezzature di lavorazione.**

Nella maggior parte delle situazioni, i residui sui pavimenti e sulle pareti rappresentano un rischio limitato, pertanto la pulizia visiva è generalmente l'obiettivo riconosciuto per un programma di gestione dei residui. I disinfettanti per superfici, le soluzioni alcoliche e gli agenti di risciacquo con acqua per preparazioni iniettabili STERIS sono progettati per rimuovere efficacemente i residui. Qualsiasi area aseptica può presentare residui a causa delle molteplici possibili fonti di contaminazione. STERIS fornisce raccomandazioni e prodotti utili a prevenire e rimuovere i residui nelle camere bianche.



## Persone

- Cellule morte della pelle
- Capelli
- Fibre



## Trasporto di materiali e forniture

- Suolo
- Residui lasciati dalle ruote dei carrelli



## Trattamenti su pareti e pavimenti

- Sigillanti
- Cere



## Componenti del farmaco

- Fuoriuscita di liquidi e polveri



## Apparecchiature di trattamento

- Detriti di metallo e plastica
- Lubrificanti