

## Por que usar um detergente ácido?




### Manter o acabamento da superfície

Um acabamento superficial áspero é suscetível à possível corrosão, fixação de bactérias e formação de biofilme em componentes do equipamento e tubulações associadas.



### Melhora da limpeza

O rouge evita que o agente de limpeza entre em contato com resíduos ou sujidades subjacentes, tornando as superfícies mais difíceis de limpar.



### Previne excursões microbianas

Um regime de limpeza inadequado pode levar à formação de biofilme de multiespécies:

*Ralstonia pickettii*

*Pseudomonas fluorescens*

*Bacille non revivifiable*

*Burkholderia cepacia*



### Evita contaminação do produto

A presença de rouge ou contaminação bacteriana devido ao rouge pode afetar a produção do produto ou possivelmente adulterá-lo.

Todos os nomes de empresas e produtos são marcas registradas da STERIS, de suas afiliadas ou de empresas relacionadas, salvo indicação em contrário. ©2025 STERIS